

ARGONIT OXIGEN

DETERGENTE ALL'OSSIGENO CONFORME AL DGPRE DEL 22/02/2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Applicazione

Detergente all'ossigeno attivo igienizzante, utilizzabile su tutte le superfici lavabili. Specifico per la pulizia e l'igiene di tavoli, sedie, comodini, letti, porte, maniglie, vetri, specchi, cristalli, laminati, piastrelle, interni auto, cromature ecc. Ideale per l'utilizzo giornaliero in ospedali, case di cura, case di riposo, hotel, uffici, enti, scuole, asili e in tutti quei luoghi dove si vuole ottenere una profonda igienizzazione delle superfici.

Modalità d'impiego e dose

Prodotto pronto all'uso. Applicare il prodotto puro sulla superficie da pulire. Passare con carta o panno fino a completa asciugatura. Nel caso di computer o apparecchiature elettroniche spruzzare il prodotto sul panno e passare la superficie solo ad apparecchiatura spenta. Non necessita di risciacquo. Per igienizzare le mascherine lavabili, spruzzare direttamente il prodotto puro, lasciare agire qualche minuto e procedere con un normale ciclo di lavaggio. Prodotto conforme a quanto disposto dal DGPRE del 22/02/2020 del Ministero della Salute.

Confezioni

Flacone lt 0,750 - la confezione è da 6 flaconi con 2 spray.